

尿・便検体
共用

尿・便検体兼用塗抹装置

Hi-Speed Printing System

MPS-700R

- 1台で尿検体、便検体をシャーレに塗抹
- 尿検体の分注または便検体の点着後、エーゼで自動塗抹
- 平板、分画培地に対応（自動認識）
- エアロゾル対策によりコンタミを防止



MPS-700R

尿・便検体兼用塗抹装置

尿検体（スピッツ管）と便検体（採便管）の検体塗抹を1台で対応

【尿検体モード】



- ・尿検体攪拌・1ch分注ヘッド（ディスポチップ方式）・液面検知・チップ内吸引確認

【便検体モード】

- ・培地への検体点着

【共通機能】

- ・検体容器の自動開栓&閉栓
- ・ロボットによるエーゼでの自動塗抹（エーゼ自動供給）
- ・平板 or 分画（2分画）自動認識
- ・検体IDコードリーダー
- ・シャーレへのIDラベル印字&貼付（オプション）



仕様

| | |
|---------|--|
| 外形寸法 | W1,900×D1,300×H1,775mm（パトライト除く） |
| 重量 | 約 500kg（本体のみ） |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 最大 1,500W |
| 外部通信 | USBポート×1、Lanポート×1 |
| 検体架設数 | 最大 100 検体 |
| シャーレ架設数 | 【供給/収納共に】50枚収納スタッカー×7（最大 350枚）※随時追加/取り出し可能 |
| 処理能力 | 250枚/H |
| 滅菌設備 | UV殺菌灯 |



臨床検査・理化学機器 業務システム 開発・製造・販売

メディカテック株式会社

本社・工場 〒340-0816 埼玉県八潮市中央1丁目11-28
Tel: 048-997-2305 Fax: 048-996-6968

東京営業所 〒340-0822 埼玉県八潮市大瀬1丁目11-8
メディカテックビル201
Tel: 048-994-3450 Fax: 048-994-3452

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-11-24
新大阪11山よしビル7F
Tel: 06-6195-1207 Fax: 06-6195-1208

Web Site

<https://www.medicattec.co.jp/>



MS
CM007



ISO9001 12QR・1646
ISO13485 12MR・007
ISO14001 19ER・998