


PCR 前処理用  
卓上型 1ch 分注装置

幅広い分注レンジに  
対応

for PCR pretreatment Dispensing device

# MDS-1000 II

- 交換式シリンダーヘッド採用
- お客様に合わせた自由なステージレイアウトを作成可能
- 分注プログラム作成により多種多様な分注パターンを実現
- 分注速度を高める小分け分注機能



# MDS-1000 II

PCR 前処理用卓上型 1ch 分注装置



## 〈オプション〉

- 外部システムとの連携
- 試薬冷却機能
- クリーンユニット (HEPAフィルター)



## 仕様

外形寸法	W980×D690×H900mm
重量	約 120kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大 1,500W
外部通信	USB ポート、LAN ポート
液面検知	圧力センサーによる液面検知機能
殺菌設備	UV 殺菌灯 (天井部に装備)
冷却機能	冷却温度 4℃ (オプション)



臨床検査・理化学機器 業務システム 開発・製造・販売

**メディカテック株式会社**

**本社・工場** 〒340-0816 埼玉県八潮市中央1丁目11-28  
Tel: 048-997-2305 Fax: 048-996-6968

**東京営業所** 〒340-0822 埼玉県八潮市大瀬1丁目11-8  
Tel: 048-994-3450 Fax: 048-994-3452

**大阪営業所** 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-11-24  
新大阪11山よしビル 7F  
Tel: 06-6195-1207 Fax: 06-6195-1208

**WebHP** <https://www.medicattec.co.jp/>



MS  
CM007



ISO9001 12QR-1646  
ISO13485 12MR-007  
ISO14001 19ER-998