

高速自動チップセット機

- 省力化・小型化


面倒なチップ立て作業から解放されます。卓上型でスペースを取りません

- 高速処理を実現

各種チップラックにご指定のチップを約 90 秒(96 穴)でセット可能

- 大容量ホッパーを搭載

100 μ L チップは 3,000 本、200 μ l チップは 2,000 本投入可能




ATI-3000

Automatic Tip Insert Machine

ATI-3000 *Automatic Tip Insert Machine*

- チップの根元外周部を利用しセットを行うため、シール部分を傷めません
- 100～300 μ L チップに対応



- プログラム設定で行・列・ピッチ及びセット本数の指定が可能



【仕様】

品名	高速自動チップセット機	セット可能チップラック数	96本立て 10ラック
形式	ATI-3000	処理速度	約90秒/ラック
寸法	W:1040×D:640×H:485 mm	重量	50 kg
電源	AC 100 V 50/60Hz	消費電力	250 VA

■本仕様は製品改良のため、予告なく変更する事があります。

臨床検査・理化学機器 開発・製造・販売

メディカテック株式会社
MEDICATEC
<http://www.medicattec.co.jp>

ISO 9001
ISO 13485 認証取得

MS
JAB
CM007

KHK
REGULATORY SYSTEM

ISO 9001 1200-1846
ISO 13485 12MR-007

本社・工場	〒340-0816 埼玉県八潮市中央1丁目11-28	TEL 048 (997) 2305 代 FAX 048 (996) 6968
東京営業所	〒340-0822 埼玉県八潮市大瀬1丁目11-8	TEL 048 (994) 3450 FAX 048 (994) 3452
大阪営業所	〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3丁目11-24 新大阪11山よしビル7階	TEL 06 (6195) 1207 FAX 06 (6195) 1208
サービス課	〒340-0816 埼玉県八潮市中央1丁目12-13	TEL 048 (996) 7880