

マイクロプレート用攪拌恒温機

大容量

# *Ps-warmer*

- マイクロプレート架設枚数：最大 96 枚
- 攪拌時間を任意に設定可能 (1 秒～ 9,999 時間)
- 静置時間設定タイマー搭載 (1 秒～ 9,999 時間)



# Ps-warmer

# マイクロプレート用 攪拌恒温機

- マイクロプレート架設枚数：最大 96 枚
- 攪拌時間を任意に設定可能（1 秒～ 9,999 時間）
- 静置時間設定タイマー搭載（1 秒～ 9,999 時間）
- 温度範囲：周囲温度～ 40℃



## 仕様

設定温度範囲	周囲温度～ 40℃
タイマー	攪拌時間設定用（1 個） 設定可能時間：1 秒～ 9,999 時間 静置時間設定用（3 個） 設定可能時間：1 秒～ 9,999 時間
加温器	コイルフィンヒーター
循環方式	シロッコファンによる温風循環
温度精度	±1.5℃(37.5℃無負荷時 / 室温 25℃)
消費電力	1200VA
電源	AC100V 50/60Hz
外形寸法	W800×D800×H1,360mm
重量	約 150kg



臨床検査・理化学機器 開発・製造・販売

## メディカテック株式会社

本社・工場 〒340-0816 埼玉県八潮市中央1丁目11-28  
Tel: 048-997-2305 Fax: 048-996-6968

東京営業所 〒340-0822 埼玉県八潮市大瀬1丁目11-8  
Tel: 048-994-3450 Fax: 048-994-3452

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-11-24  
新大阪11山よしビル 7F  
Tel: 06-6195-1207 Fax: 06-6195-1208

WebHP <http://www.medicattec.co.jp/>



MS ISO 9001 12QR-1646  
CM007 ISO 13485 12MR-007