

ゴム栓式採血管閉栓機

- 簡単操作でしっかり閉栓します！
- 電源不要・コンパクト設計
- 採血管のゴム栓を10本まとめて閉栓！



MCC-1000

Medicatec Tube Cap Closer

ゴム栓式採血管閉栓機


- 電源不要・省力化に貢献します。
- ゴム栓式採血管を10本まとめて確実に閉栓します。
- コンパクト設計(W324mm×D300mm×H350mm)なので小スペースでもご使用いただけます。
- お客様ご使用の採血管、キャップ、ラックに対応した製作も可能です。



ゴム栓をセット



採血管をセット



10本まとめて閉栓!



◆ 構成・性能

使用採血管	Φ13mm×75mm
使用ゴム栓	テルモ社製ベノジェットⅡ再シール用再栓キャップ XX-VP05R
使用ラック	シスメックス社製10本ラック

◆ 仕様

寸法(本体)	W324mm×D300mm×H350mm
重量	約20kg

■ 本仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。