


微生物検査用
試験管希釈装置

段階希釈液を
自動作製

Test Tube Serial Dilution System

SDX-2000




- 細菌数測定におけるサンプルの段階希釈を自動化
- 希釈液を自動分注（4管）
- サンプル攪拌後、希釈液中にサンプルを分注（段階希釈液の作製）



SDX-2000

試験管希釈装置

- 最大 20 検体架設、4 管希釈
- 市販の試験管ラックを架設（指定品）
- クリーンベンチで使用できるコンパクト設計
- (オプション) 正面エリアセンサー、本体ハードカバー



仕様

外形寸法	W 720 × D 690 × H 530 mm (本体のみ)
重量	約 60 kg (本体のみ)
電源	AC100V 50/60Hz
検体架設数	最大 20 検体
希釈管数	4 管 (5 ~ 9 管希釈モードあり)
分注ヘッド数	希釈液分注 × 1, サンプル液分注 × 2
試験管ラック	サンダイヤ ステンレス打抜試験管立 50 本立 配列 5 × 50 穴径 17mm
対応試験管	① 125 mm 長 × Φ 16 mm (外径) ② 150 mm 長 × Φ 16.5 mm (外径)
サンプル分注用チップ	1,000 μL ディスポチップ



臨床検査・理化学機器 業務システム 開発・製造・販売

メディカテック株式会社

本社・工場 〒340-0816 埼玉県八潮市中央1丁目11-28
Tel: 048-997-2305 Fax: 048-996-6968

東京営業所 〒340-0822 埼玉県八潮市大瀬1丁目11-8
Tel: 048-994-3450 Fax: 048-994-3452

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-11-24
新大阪11山よしビル 7F
Tel: 06-6195-1207 Fax: 06-6195-1208

WebHP <https://www.medicattec.co.jp/>



MS
CM007



ISO9001 12QR-1646
ISO13485 12MR-007
ISO14001 19ER-998