

微生物検査用  
シャーレ混釈装置

試料・培地を混釈

Sample Dispensing & Mixing System

# DMX-5000



- 混釈法における培地・試料分注を自動化
- 寒天培地の保温、シャーレへの自動分注
- 検体試料の分注後、試料と培地を均一化（混釈）



# DMX-5000

# シャーレ混釈装置

- 寒天培地を保温、シャーレへ自動分注（2種類から選択可能）
- 検体試料の分注後、シャーレ回転動作により均一化（混釈）
- 培地分注ラインは取外して洗浄・滅菌が可能
- ID ラベル印字・貼付機能



## 仕様

外形寸法	W1,450×D880×H1,800mm
重量	約 450 kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	500VA
シャーレ架設数	最大 50 枚
試験管架設数	最大 50 本
培地分注ライン	2 ライン
サンプル分注用チップ	1,000 $\mu$ L チップ



臨床検査・理化学機器 業務システム 開発・製造・販売

## メディカテック株式会社

**本社・工場** 〒340-0816 埼玉県八潮市中央1丁目11-28  
Tel: 048-997-2305 Fax: 048-996-6968

**東京営業所** 〒340-0822 埼玉県八潮市大瀬1丁目11-8  
Tel: 048-994-3450 Fax: 048-994-3452

**大阪営業所** 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-11-24  
新大阪11山よしビル 7F  
Tel: 06-6195-1207 Fax: 06-6195-1208

**WebHP** <https://www.medicattec.co.jp/>



MS  
CM007



ISO9001 12QR-1646  
ISO13485 12MR-007  
ISO14001 19ER-998