


食品微生物検査用
フィルム培地自動分注装置

コンセプトモデル


Microbe inspection instrument for food

Miif-FMD

- ペトリフィルム™培地への検体分注を自動化
- 自動でスプレッディング、複数の培地に対応（AC/EC/STX/その他）
- クリーンベンチ内に設置可能なコンパクト設計



- フィルム捲り～接種～スプレッディングを自動化
- スタッカーに最大 20 枚収納可能
- 一つのスプレッターで複数種類の培地に対応 (AC/EC/STX/その他)
- クリーンベンチ内で使用可能なコンパクト設計



仕様

外形寸法	W500×D400×H400mm
重量	約 25 kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	150VA
試験管架設数	1
フィルム培地架設数	最大 20 枚
対応培地	AC/EC/STX/その他
分注チップ	1,000 μ L チップ



臨床検査・理化学機器 業務システム 開発・製造・販売

メディカテック株式会社

本社・工場 〒340-0816 埼玉県八潮市中央1丁目11-28
Tel: 048-997-2305 Fax: 048-996-6968

東京営業所 〒340-0822 埼玉県八潮市大瀬1丁目11-8
Tel: 048-994-3450 Fax: 048-994-3452

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-11-24
新大阪11山よしビル 7F
Tel: 06-6195-1207 Fax: 06-6195-1208

WebHP <https://www.medicattec.co.jp/>

